



MA801 a MA601 Porovnanie zariadení

Technické parametre	MA60 I	MA80 I
Metóda merania	Multifrekvenčná bioelektrická impedančná analýza	
Elektrody	8	
Nosnosť	300 kg	
Dielik	0,1 kg	
Rozmery	580 (D) × 450 (Š) × 1025 (V) mm	875 (D) × 463 (Š) × 1205 (V) mm
Hmotnosť zariadenia	12 kg	31 kg
Vekové rozpätie	6–85 rokov	
Vstup	Dotykový displej a klávesnica	Dotykový displej
Výstup / prenos	2× USB, Wi-Fi, RJ45, Bluetooth (voliteľne)	3× USB, 1× RS232, Wi-Fi, RJ45, Bluetooth (voliteľne)
Čas merania	Približne 40 sekúnd	Približne 45 sekúnd
Kapacita pamäte	50 000 meraní	100 000 meraní
Výsledkové listy	Štandardný, detský	Medicínsky, štandardný, detský
Softvér	Počítačový softvér Charder Insight	



Výstupy merania	MA60I	MA80I
Celková telesná voda	✓	✓
Intracelulárna voda	✓	✓
Extracelulárna voda	✓	✓
Bielkoviny	✓	✓
Minerály	✓	✓
Mäkká beztuková hmota	✓	✓
Beztuková hmota	✓	✓
Hmotnosť	✓	✓
Hmota kostrového svalstva	✓	✓
BMI	✓	✓
Tuková hmota	✓	✓
Percento telesného tuku	✓	✓
Úroveň viscerálneho tuku		✓
Plocha viscerálneho tuku		✓
Podkožný tuk	✓	✓
Segmentálna analýza svalov	✓	✓
Segmentálna analýza tuku	✓	✓
Fázový uhol	✓	✓
Bioelektrická impedančná vektorová analýza (BIVA)		✓
Síla stisku ruky	✓	✓
Kvalita svalov	✓	✓
Bazálny metabolizmus	✓	✓
Celkový energetický výdaj	✓	✓
Hodnotenie telesnej rovnováhy	✓	✓
Odporúčaná úprava	✓	✓
Analýza typu postavy	✓	✓
Index tukovej hmoty		✓
Index beztukovej hmoty	✓	✓
Index kostrového svalstva	✓	✓
Apendikulárny index kostrového svalstva	✓	✓
Bunková hmota tela		✓
Pomer pásu k bokom		✓
Pomer pásu k výške	✓	✓
Obvod pásu		✓
Obvod ramena		✓
Skóre zdravia	✓	✓
História zloženia tela	✓	✓
Rastový graf	✓	✓